



GUIDE DU PATIENT

BIENVENUE

Cher utilisateur,

Nous vous remercions de la confiance que vous avez témoignée à l'orthèse OrthoApnea qui vous aidera à vous reposer beaucoup mieux et à obtenir un sommeil réparateur.

OrthoApnea a été spécifiquement conçue pour le traitement du **ronflement** et de l'**apnée du sommeil**. Elle est composée de deux gouttières unies par une vis qui permet une avancée mandibulaire contrôlée et confortable et l'augmentation du tonus musculaire au niveau des voies respiratoires.

Dans ce simple manuel, nous vous montrerons les instructions d'utilisation de l'orthèse ainsi que les soins nécessaires pour que votre OrthoApnea reste toujours propre.



Enregistrez votre OrthoApnea et commencez à profiter des avantages sur www.orthoapnea.com/my-orthoapnea.html

COMMENT PLACER ORTHOAPNEA



Insérez la gouttière supérieure

Appuyez vers le haut avec les pouces, en vous assurant qu'elle s'adapte correctement.



Insérez la gouttière inférieure

Appuyez vers le bas sur les deux côtés de la gouttière en utilisant les doigts index pour qu'elle soit bien adaptée.

COMMENT RETIRER ORTHOAPNEA



Retirez la gouttière supérieure

Appuyez doucement vers le bas avec les doigts index et pouce.



Retirez la gouttière inférieure

Appuyez vers le haut avec les pouces sur les deux côtés de la gouttière.

COMMENT NETTOYER ORTHOAPNEA

Utilisez une brosse à dents souple avec de l'eau froide et du savon neutre. Ensuite, rincez abondamment l'orthèse (recommandé).

Ne jamais utiliser de l'eau chaude. **Ne pas** utiliser de dentifrice. Pour éviter la décoloration de l'orthèse OrthoApnea, ne buvez pas de café, de thé, de coca ou de vin avec l'orthèse et brossez vos dents avant et après son utilisation.

Lorsque l'orthèse soit propre, rangez-la dans la boîte OrthoApnea.

EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES

L'utilisation de l'orthèse OrthoApnea peut provoquer rarement des effets secondaires temporaires qui disparaissent généralement après les premières semaines de traitement :

1. Légère sensibilité dentaire ou mandibulaire.
2. Sensibilité des gencives.
3. Augmentation de la salivation.
4. Sécheresse buccale.
5. Changements temporaires d'occlusion qui disparaissent généralement après avoir utilisé le stabilisateur d'occlusion (OrthoApnea Bite Trainer).

Si les effets secondaires continuent, veuillez contacter votre dentiste.

GARANTIE DU PRODUIT

Le Certificat de Garantie assure la qualité de l'orthèse OrthoApnea sur une période de 24 mois, dans les termes établis par la loi, à partir de la date de livraison de l'OrthoApnea au patient.

Examinez votre orthèse OrthoApnea avant chaque utilisation. Si vous remarquez un bris de matériel ou une défectuosité, veuillez contacter votre dentiste.

Ne sont pas comprises dans cette garantie les déficiences causées par négligence, coups, utilisation ou manipulation inappropriées, adaptations incorrectes, ni les matériaux soumis à l'usure d'une utilisation normale.

Dans les constatations qui justifient le recours à la garantie, le produit sera réparé et/ou remplacé.

GARANTIE DU PRODUIT

Les réparations sous garantie ne peuvent être effectuées que par le laboratoire certifié où l'orthèse Orthoapnea a été fabriquée à l'origine. Veuillez ne pas envoyer votre orthèse directement au siège d'Orthoapnea.

Orthoapnea ne garantit pas le succès du traitement du ronflement et de l'apnée obstructive du sommeil dans chaque situation particulière. En outre, l'utilisation de l'orthèse Orthoapnea chez les patients souffrant de bruxisme ou troubles de l'ATM est déconseillée.

OrthoApnea)[®]
sleep, smile & live



Patented | ISO 13485 | Ed. MKTGP1601