



HANDLEIDING VOOR DE PATIËNT

# WELKOM

Beste gebruiker,

Wij danken u voor uw vertrouwen in de OrthoApnea-beugel die u zal helpen om van een verkwikkende slaap te genieten zodat u beter uitgerust bent.

OrthoApnea is specifiek ontworpen voor de behandeling van snurken en **slaapapneu**. Het apparaat bestaat uit twee beugels, aan elkaar bevestigd met een schroef, om de onderkaak gecontroleerd en comfortabel naar voor te brengen en om de spierspanning ter hoogte van de luchtwegen te verhogen.

In deze eenvoudige handleiding geven wij aan hoe u de beugel moet gebruiken en hoe u ervoor zorgt dat uw OrthoApnea altijd schoon blijft.



Registreer uw OrthoApnea en geniet van de voordelen op

[www.orthoapnea.com/my-orthoapnea.html](http://www.orthoapnea.com/my-orthoapnea.html)

## HOE ORTHOAPNEA BEVESTIGEN



### **Breng de bovenste beugel aan**

Duw de beugel omhoog met de duimen en zorg ervoor dat de beugel correct aanpast.



### **Breng de onderste beugel aan**

Druk de beugel aan weerszijden naar beneden met uw wijsvingers, zodat hij goed aanpast.

## HOE ORTHOAPNEA VERWIJDEREN



### **Verwijder de bovenste beugel**

Druk de beugel zachtjes omlaag met de wijsvingers en duimen.



### **Verwijder de onderste beugel**

Duw de beugel aan weerszijden omhoog met de duimen.

## HOE ORTHOAPNEA REINIGEN

Gebruik een soepele tandenborstel met koud water en neutrale zeep. Spoel de beugel daarna overvloedig af (aanbevolen).

Gebruik **nooit** warm water. Gebruik **geen** tandpasta. Om te vermijden dat de OrthoApnea-beugel verkleurt, drinkt u best geen koffie, thee, cola of wijn wanneer u de beugel draagt. Poets uw tanden voor en na het gebruik van de beugel.

Berg de gereinigde beugel op in de OrthoApnea-houder.

## MOGELIJKE NEVENEFFECTEN

Het gebruik van de OrthoApnea-beugel kan uitzonderlijk tijdelijk neveneffecten veroorzaken die gewoonlijk verdwijnen in de eerste weken van de behandeling :

1. Lichte gevoeligheid aan de tanden en of kaak.
2. Gevoelig tandvlees.
3. Verhoogde speekselproductie.
4. Droge mond.
5. Tijdelijke wijziging van de occlusie, dit verdwijnt na het gebruik van de OrthoApnea Bite Trainer.

Gelieve uw tandarts te contacteren indien deze neveneffecten blijven voorkomen.

## GARANTIE

Het garantiocertificaat verzekert de kwaliteit van de OrthoApnea-beugel gedurende 24 maand, zoals wettelijk voorzien, vanaf de leverdatum van de OrthoApnea aan de patiënt.

Onderzoek uw OrthoApnea-beugel na ieder gebruik. Gelieve uw tandarts te contacteren indien u een defect of gebrek constateert aan het materiaal.

Gebreken ten gevolge van nalatigheid, ongeluk, foutief gebruik, onjuiste aanpassingen, materialen onderworpen aan een normaal gebruik, komen niet in aanmerking op garantie.

Bij vaststellingen die de garantie rechtvaardigen, zal het product hersteld en/of vervangen worden.

## GARANTIE

Herstellingen onder garantie mogen uitsluitend uitgevoerd worden door het gecertificeerde laboratorium waar de OrthoApnea-beugel oorspronkelijk gemaakt is. Gelieve uw beugel niet rechtstreeks naar het hoofdkantoor van OrthoApnea op te sturen.

OrthoApnea staat niet garant voor de succesvolle behandeling van snurken en obstructieve slaapapneu in elke specifieke situatie. Bovendien raden wij patiënten die bruxisme of TMA lijden af om de OrthoApnea-beugel te gebruiken.

OrthoApnea)<sup>®</sup>  
*sleep, smile & live*



Patented | ISO 13485 | Ed. MKTGP1601